



SISMIC CLÍNICA

BATA DD PARA USO SANITARIO Y COLECTIVOS DEL SECTOR

DD

BATA SANITARIA



**20
LAVADOS
CERTIFICADOS**

CARACTERÍSTICAS DE LA BATA;

- .-Parte delantera y mangas con tejido Impermeable membrana TAFFETA-
- .-85% PESO.-15% PU.
- .-PESO (G/M2); 70
- .-Parte posterior con tejido POLIÉSTER 100% elástico, transpirable y Hidrófug.
- .-Puños acabados con goma elástica.
- .-Cinturón en la parte posterior por un cierre óptimo de la BATA.
- .-TALLA ÚNICA
- .-Lavado en AUTOCLAVE
- .-UNE EN14126 Y EN 13795-1

ITR IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE Y RECICLABLE

IMPERMEABLE;

- .-Lámina POLIMER 7501 impermeable que impide el paso de cualquier virus, hongo o bacteria.
- .-Tejido No dañable en ninguna superficie cutánea.
- .-Excelente RESINADO
- .-ECOLÓGICO..Test Sustancias Nocivas.
- .-Excelente Hidrófugo

TRANSPIRABLE;

- .-Alto grado de Transpirabilidad ,

REUTILIZABLE;

- .-20 Lavados con Certificado.
- .-60 grados a 25-30 minutos.
- .-Sin lejía ni aditivos con alcoholes.
- .-Rápido Secado del tejido



Información;