

# NUEVO AEROPULIDOR AIR-N-GO *easy*

ACTEON® ha diseñado una nueva versión del aeropulidor portátil, AIR-N-GO® Easy, con doble función, que sustituirá al actual:

**air N GO**  
*easy*

- "Función **SUPRA**" para pulido supragingival: pulido profiláctico.
- "Función **PERIO**" para pulido subgingival: mantenimiento, tratamientos periodontales y periimplantitis.



UNA SOLA PIEZA DE MANO PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES DE PULIDO Y TRATAMIENTO.

AIR-N-GO® Easy combina fácilmente las funciones esenciales con fiabilidad para facilitar su vida cotidiana:

- Puesta en marcha rápida: conexión directa y rápida del conector a la pieza de mano.
- Mayor libertad de movimiento: rotación de 360°, para tratamiento preciso en las áreas de difícil acceso.
- Pieza de mano fácil de limpiar: las partes principales se pueden desmontar.

## Boquillas **air N GO**

Sus aliadas en la prevención y el tratamiento.

**AIR-N-GO®**

**SUPRA**

(dotación standard) -  
Ø 0,7 mm

Tratamiento profiláctico  
supragingival.



**AIR-N-GO®**

**PERIO  
MAINTENANCE**

(opcional) - Ø 0,6 mm

Mantenimiento periodontal en bolsas hasta 4 mm.



**AIR-N-GO®**

**PERIO EASY**

(opcional)

Tratamiento no quirúrgico de las enfermedades  
periodontales (dientes e implantes) en bolsas de 3 a 8 mm.



**AIR-N-GO®**

**PERIO**

(opcional)

Tratamiento no quirúrgico y quirúrgico de las enfermedades  
periodontales (dientes e implantes) en bolsas de 8 a 10 mm.



Disponibilidad: **Junio'2015**

**ACTEON**